


Regeln zur Benutzung des Dauerbetriebsraums

für Organisch-Chemische Praktika



1. Jeder Abzug kann mit bis zu vier Apparaturen bestückt werden. Die erste Seite der Hausvorschrift bzw. Haus-Anmerkungen des betreffenden Versuches muss in der dafür vorgesehen Klarsichthülle bereitliegen.
2. Der Aufbau der Apparaturen ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführen! Insbesondere müssen alle Kühlwasserschläuche sicher befestigt werden. Beim Kühlwasser ist zu beachten, dass der Wasserdruck über Nacht leicht abfallen kann!
3. Bei der Nutzung von Kühlwasser über Nacht bitte die Wasserwächter benutzen. Pro Wasserwächter können bis zu zwei Heizrührer angeschlossen werden.
4. Vor Inbetriebnahme der Apparatur muss sie wie üblich von einem Assistenten abgenommen werden.
5. Bevor die Apparatur verlassen werden kann, muss sie stabil (z.B. unter Rückfluss) laufen. Für diese Stabilisierung ist unbedingt Zeit einzuplanen. Läuft die Apparatur stabil, so muss dies von einem der Assistenten kontrolliert und auf dem Dauerraum-Zettel gegengezeichnet werden.
6. Nach Fertigstellung der Reaktion ist der Platz umgehend zu räumen und selbstverständlich sauber zu hinterlassen! Hierbei ist zu beachten, dass die Tische zwischen den Abzügen ebenfalls sauber und ordentlich zu hinterlassen sind.
7. Die Abzugscheiben sind nicht zu beschriften! Alle nötigen Angaben befinden sich auf der ersten Seite der Hausvorschrift bzw. Haus-Anmerkungen!
8. Fest installierte Glasgeräte (z.B. Rückflusskühler) bitte hängen lassen und sauber hinterlassen.